

MONCORVO Filho

PESQUISAS SCIENTIFICAS

NOVO PROCESSO

DE

PREPARAÇÃO DOS CALDOS DE AGAR--AGAR

sem auxilio do filtro a quente

POR

MONCORVO Filho

*Chefe de clinica encarregado do serviço bacteriológico
da clinica de Pediatria da Policlínica do Rio de Janeiro. Assistente
do Laboratorio de Biologia, membro effectivo
do Gremio dos Internos dos Hospitais e actual bibliothecario
do mesmo Gremio, etc.*

II



MARÇO DE 1893

RIO DE JANEIRO

Typ. de J. Barreiros & C., rua de S. Jose' n. 35

1893

PESQUISAS SCIENTIFICAS

NOVO PROCESSO

DE

PREPARAÇÃO DOS CALDOS DE AGAR--AGAR

sem auxilio do filtro a quente

FOR

MONCORVO Filho

*Chefe de clinica encarregado do serviço bacteriologico
da clinica de Pediatria da Policlínica do Rio de Janeiro. Assistente
do Laboratorio de Biologia, membro effectivo
do Gremio dos Internos dos Hospitaes e actual bibliothecario
do mesmo Gremio, etc.*

II

MARÇO DE 1893

RIO DE JANEIRO

Typ. de J. Barreiros & C., rua de S. Jose' n. 35

1893



Novo processo de preparação dos caldos de agar-agar, sem auxilio do filtro a quente (1)

Diante do grande numero de processos até aqui propostos para a preparação dos diversos meios de cultura dos micro-organismos, não será facil a elles adiantar qualquer modificação nova. Não se deve, no entretanto, desconhecer as vantagens de um processo novo, quando, sem auxilio de apparelho especial, se chegue, por meio d'elle, ao mesmo resultado dos precedentemente conhecidos, ganhando-se por outro lado, enorme economia de tempo.

Até agora, a filtração da gelatina reclamava o emprego do filtro a quente, operação bastante longa e por demais penosa. Com o fim, porem, de evitar este inconveniente, dois bacteriologistas havanenses, os Srs. A. Costa e Grande Rossi propuzeram a decantação das

⁽¹⁾ Comunicação apresentada ao Conselho do Interior dos Hospitaes, em Fevereiro de 1893.

impurezas da gelatina e sua separação por meio de um fio de ferro. Este processo não foi portanto usado senão para os caldos de gelatina.

Eu propuz-me, por meu lado, procurar um processo de preparação do *agar-agar*, em que, além da perfeita esterilização do meio nutritivo, houvesse a vantagem de ser obtida em um lapso de tempo muito inferior ao exigido para operações analogas.

Passo a referir o modo porque procedo :

Introluz-se em um crystallizador 250 grammas de carne fresca em fragmentos e ajunta-se um pezo equivalente de agua distillada.

No fim de 1 hora, esta mistura é submettita a ebullição, tendo-se o cuidado de separar a espuma á proporção que ella se vai formando. Em seguida faz-se passar o liquido atravez de um panno de linho grosso, de maneira a privar-o de todas as materias solidas ; esse liquido assim filtrado torna-se claro e transparente.

Ajunta-se então :

| | |
|------------------------|-----------|
| Peptôna solida..... | 5 grammas |
| Chloreto de sodio..... | 5 grammas |

O liquido toma, dest'arte uma côr avermelhada. Addiciona-se mais a mistura assim composta :

| | |
|------------------------|--------------|
| Gelose..... | 10 grammas |
| Agua esterilisada..... | 250 grammas; |

submette-se novamente á ebullição, e depois do seu resfriamento, alcalinisa-se com sulfato ou carbonato de sodio e clarifica-se com albumina de ovo.

O liquido é em seguida filtrado atravéz de um panno fino embebido d'agua distillada. O caldo preparado por este modo é introduzido em um recipiente de crystal de forma cylindrica, fechado hermeticamente por uma rolha de cortiça envolvida em algodão hydrophilo, sendo finalmente o todo levado ao autoclave durante 20 minutos (sob 2 athmospheras).

Depois do resfriamento do aparelho, retira-se o recipiente e colloca-se-o sobre uma mesa, ao abrigo das correntes do ar, deixando-o em repouso durante cerca de 2 horas, até que todas as impurezas contidas no caldo, ganhem o fundo do vaso. Este é então mergulhado em agua quente para auxiliar o descollamento do cylindro de agar; logo depois destapa-se o e volta-se-o verticalmente sobre uma grande placa de vidro esterilizada e levantando-o delicadamente, deixa-se a descoberto o cylindro de agar, cujas impurezas occupam então a parte superior.

Nada mais facil, neste caso, do que separal-as immeliatamente por meio de uma espatula esterilizada. A parte restante é de novo introduzida no mesmo recipiente previamente esterilizado que se fecha em seguida, como foi antes feito, e que se colloca novamente, durante um quarto de hora, no autoclave (sob 1 athmosphera e meia).

Antes que o resfriamento do aparelho seja completo, retira-se o recipiente, desarrolha-se-o e deita-se o seu conteúdo, ainda no estado liquido, sucessivamente nos tubos de cultura, os quaes são levados ao autoclave, onde deverão permanecer durante 15 minutos sob 2 athmospheras.

VANTAGENS DO MEU PROCESSO

Si se compara o processo que acaba de ser descripto com o s mais recentemente adoptados, tal seja entre outros o adoptado no Laboratorio do Prof. Straus (1), reconhece-se que este ultimo reclama nada menos de oito dias para a preparação, quer do caldo de carne, quer do caldo da gelose, exigindo tu lo, mais 9 esterilizações,

(1) « Wurtz » — Technique bacteriologique — Paris — 1892.

4 filtrações, das quaes a ultima a quente em papel *Chardin*, e ainda mais algumas *decantações*, no correr da operação. Entretanto, não ha pelo meu processo, senão duas filtrações a frio em panno, com exclusão do filtro de papel e trez esterilisações no autoclave, de alguns minutos apenas; a duração total da operação variando entre cinco e dez horas.

Tem-se por este meio a vantagem de obter em algumas horas apenas, callos de *agar-agar peptonisado* de uma bella côr amarella e de uma transparencia bastante satisfactoria. Nenhum dentre elles deixou ver a apparição de germens durante muitos mezes, ficando pois perfeitamente esterilizados.

Elles têm sido já utilizados com successo pelo meu sabio mestre Dr. J. B. de Lacerda, no Laboratorio de Biologia do Ministerio da Industria.

Este facto não fez senão confirmar os resultados de minhas proprias pesquisas tanto naquelle Laboratorio, como no de Pediatria, de meu pai o Dr. Moncorvo, cujos trabalhos bacteriologicos estão a meu cargo.

Trabalhos do mesmo autor

Do microbio da Coqueluche — Art. publicado no *Figaro* (do Rio de Janeiro).

Do microbio da Coqueluche — broc. in. 1/4 — 1892, Rio de Janeiro.

Microbio de la Coqueluche — trad. em hespanhol publicado na *Cronica Medica de Lima*.

A bacteriologia no Brazil — Art. publicado no *Figaro* (do Rio de Janeiro).

La Bacteriologie au Brésil — Art. publicado na *Revue Scientifique* (de Paris).

Dos FilTROS e microbios — Art. publicado na *Revista Moderna* (Rio de Janeiro).

Hygiene prophylactica — Art. publicado na *Revista Technica* (Rio de Janeiro).

Da identidade do microbio da lymphangite e da erysipela — Publicado na *Revista do Gremio dos Internos dos Hospitaes*.

Pesquizas Scientificas — n. 1 — Relatorio dos trabalhos bacteriologicos executados no Serviço de Pediatria da Policlínica Geral.

Pesquizas Scientificas — n. 2 — Novo processo de preparação dos caldos de agar-agar, sem auxilio de filtro a quente.

